

Unsere Milchpumpen mit Flex™ Technologie

Swing Flex™

Für schnelles, effizientes Abpumpen. Überall und jederzeit.



Swing Maxi Flex™

Für mehr Milch in der Hälfte der Zeit



Freestyle Flex™

Für viel beschäftigte Mütter, die maximale Unabhängigkeit beim Abpumpen schätzen



Pumpentyp	Elektrische Einzel-Milchpumpe	Elektrische Doppel-Milchpumpe	Elektrische Doppel-Milchpumpe
Empfohlene Anwendung	Gelegentlich	Täglich	Täglich
Einfach und bequem	•	•	•
PersonalFit Flex™ Brusthaube	•	•	•
Individuell einstellbare Vakuumstärke	•	•	•
Vakuumbereich	-45 mmHg bis -245 mmHg	-45 mmHg bis -245 mmHg	-45 mmHg bis -245 mmHg
2-Phase Expression®	•	•	•
Überlaufschutz (geschlossenes System)	•	•	•
BPA-frei	•	•	•
Memory-Funktion (zum Speichern von Pumpeinstellungen)			•
Das hintergrundbeleuchtete Display zeigt Abpumpdauer, Akkuladestatus und eingestellte Vakuumstärke an.			•
Batterie-/Akkubetrieb	Bis zu 1 Stunde	Bis zu 1 Stunde	Bis zu 3 Stunden (wiederaufladbarer Akku ist inbegriffen)
All-in-One- Lösung zum Aufbewahren, Kühlen und Transportieren abgepumpter Muttermilch			Kühltasche, Muttermilchflaschen zur Aufbewahrung, Tragetasche
Gewicht	220 g ohne Akku	220 g ohne Akku	370 g inkl. wiederaufladbarem Akku
Grösse	12 x 13 x 5,7 cm	12 x 13 x 5,7 cm	12 x 9 x 5,8 cm