

medela 

mother's milk,
everyday amazing™

Tiralatte Medela con tecnologia Flex™

Un'esperienza di estrazione
completamente nuova,
su misura per te



NEW

Tiralatte Medela con tecnologia Flex™

Un'esperienza di estrazione completamente nuova, su misura per te



Angolo a 105° che migliora la vestibilità per un flusso di latte ottimizzato

Protezione dalle fuoriuscite (sistema chiuso) per estrarre il latte nella posizione più comoda per te

La forma ovale può essere ruotata a 360°

Bordo morbido, liscio e flessibile

Quattro diverse misure del condotto disponibili; la nostra guida ti aiuterà a trovare quella che fa per te

Ogni mamma è diversa, dalla forma del suo seno e dei suoi capezzoli, alle esigenze legate al suo stile di vita. I nostri nuovi tiralatte dotati di tecnologia Flex™ sono gli unici creati per adattarsi alle tue forme e offrirti un' estrazione più efficiente e più confortevole.



La coppa per il seno PersonalFit Flex™

La nuova coppa per il seno PersonalFit Flex™ è stata sviluppata con l'aiuto di un team composto da ricercatori scientifici e mamme che allattano al seno. È stata progettata per adattarsi facilmente alle tue forme e per favorire il flusso del tuo latte, aiutando a prevenire la compressione dei dotti lattiferi. Questo rende più semplice per ogni mamma trovare la posizione più comoda durante l' estrazione. Il risultato: un' estrazione più confortevole, più efficiente, su misura per te.



Tecnologia 2-Phase Expression®

Durante l'allattamento al seno, il tuo bambino inizia con un ritmo di suzione rapido fino a quando il latte comincia a fluire e poi rallenta per alimentarsi. La tecnologia 2-Phase Expression® di Medela imita questi ritmi istintivi del bambino per una sensazione più naturale e un'esperienza di estrazione più confortevole.

Estrazione doppia

Le ricerche dimostrano che l'esclusiva combinazione dell'estrusione doppia con la tecnologia 2-Phase Expression® di Medela consente di ottenere una maggiore quantità di latte, con un contenuto energetico superiore, in minor tempo rispetto a quello impiegato per ottenere due bottiglie di latte con l'estrusione singola.

Più latte e più comfort: testato dalle mamme

I nostri ricercatori hanno testato la coppa per il seno PersonalFit Flex™ in quattro studi clinici, a cui hanno preso parte mamme che allattano al seno. Durante più di 1.000 sessioni di estrazione hanno dimostrato che questa coppa per il seno offre maggiore comfort e maggiore efficacia. Come tutti i prodotti Medela, i nostri tiralatte Flex™ sono progettati per agevolare l'allattamento al seno, permettendoti di nutrire il tuo bambino con il tuo straordinario latte, più a lungo.



Il latte materno è straordinario. È il miglior inizio alla vita per il tuo bambino. Medela collabora con ricercatori nel campo del latte materno da oltre 50 anni. Siamo qui per aiutare tutte le mamme che nutrono i loro bambini con latte materno, offrendo la nostra conoscenza, la nostra competenza e la nostra esclusiva gamma di prodotti, che comprende anche i nostri tiralatte realizzati in Svizzera, la scelta sicura di professionisti sanitari di tutto il mondo.

La gamma di tiralatte con tecnologia Flex™

Swing Flex™

Per un' estrazione veloce ed efficiente in qualunque momento



Swing Maxi Flex™

Una bottiglia di latte in più in metà tempo



Freestyle Flex™

La flessibilità di estrarre ovunque e in qualsiasi momento



Tipo di tiralatte	Elettrico singolo	Elettrico doppio	Elettrico doppio
Utilizzo consigliato	Occasionale	Quotidiano	Quotidiano
Facile da usare e confortevole	•	•	•
Coppa PersonalFit Flex™	•	•	•
Forza di vuoto regolabile	•	•	•
Intervallo di vuoto	Da -45 mmHg a -245 mmHg	Da -45 mmHg a -245 mmHg	Da -45 mmHg a -245 mmHg
2-Phase Expression®	•	•	•
Protezione dalle fuoriuscite (sistema chiuso)	•	•	•
Privo di BPA	•	•	•
Connessione all'app MyMedela			•
Display retroilluminato per visualizzare durata dell' estrazione, stato della batteria, livello di vuoto, connessione Bluetooth ecc.			•
Caricabatterie USB			•
A batteria	Fino a un'ora (batteria non inclusa)	Fino a un'ora (batteria non inclusa)	Fino a otto sessioni di estrazione doppia con batteria ricaricabile integrata
Soluzione completa per conservare, raffreddare e trasportare il latte estratto			Borsa termica, bottiglie per la conservazione e borsa per il trasporto
Peso	200 g senza batterie	220 g senza batterie	> 300 g con batteria ricaricabile inclusa
Dimensioni	12x13x5,7 cm	12x13x5,7 cm	14,8x6,6x4,6 cm

*Studi clinici, confronto tra PersonalFit Flex e PersonalFit, dati disponibili (NCT02496429, NCT02492139, NCT02719548, NCT03091985)

Puoi trovare ulteriori consigli utili sull'alimentazione con latte materno e sui tiralatte e altri prodotti Medela sul sito www.medela.it/flex