

Unsere Milchpumpen im Überblick

Pumpentyp	Handmilchpumpe	Elektrische Einzel-Milchpumpe	Elektrische Doppel-Milchpumpe	Elektrische Doppel-Milchpumpe
Empfohlene Anwendung	Gelegentlich	Gelegentlich	Täglich	Täglich
Einfach und bequem	●	●	●	●
PersonalFit Flex™ Brusthaube	Kompatibel – muss zusätzlich bestellt werden	●	●	●
Individuell einstellbare Vakuumstärke		●	●	●
Vakuumbereich		-45 mmHg bis -245 mmHg	-45 mmHg bis -245 mmHg	-45 mmHg bis -245 mmHg
2-Phase Expression®	●	●	●	●
Überlaufschutz (geschlossenes System)		●	●	●
BPA-frei	●	●	●	●
Verbindung mit der MyMedela-App				●
Das hintergrundbeleuchtete Display zeigt die Abpumpdauer, den Akkuladestatus, die Vakuumstufe, Bluetooth-Verbindung usw. an.				●
USB-Ladegerät				●
Batterie-/Akkubetrieb		Bis zu 1 Stunde	Bis zu 1 Stunde	Bis zu acht beidseitige Abpumpvorgänge mit eingebautem wiederaufladbarem Akku
All-in-One- Lösung zum Aufbewahren, Kühlen und Transportieren abgepumpter Muttermilch				Kühltasche, Muttermilchflaschen zur Aufbewahrung, Tragetasche > 300 g inkl. wiederaufladbarem Akku
Gewicht	118 g	200 g ohne Akku	220 g ohne Akku	> 300 g inkl. wiederaufladbarem Akku
Grösse	24 x 19 x 8,5 cm	12 x 13 x 5,7 cm	12 x 13 x 5,7 cm	14,8 x 6,6 x 4,6 cm

Harmony

Für Mütter, die überwiegend stillen.



Swing Flex™

Für schnelles, effizientes Abpumpen. Überall und jederzeit.



Swing Maxi Flex™

Für mehr Milch in der Hälfte der Zeit



Freestyle Flex™

Für viel beschäftigte Mütter, die maximale Unabhängigkeit beim Abpumpen schätzen



Aperçu de nos tire-laits

Type de tire-lait	Manuel	Simple et électrique	Double et électrique	Double et électrique
Utilisation recommandée	Occasionnelle	Occasionnelle	Quotidienne	Quotidienne
Facile à utiliser et confortable	●	●	●	●
Téterelle PersonalFit Flex™	Compatible mais doit être commandée séparément	●	●	●
Niveau de vide réglable		●	●	●
Plage de vide		de - 45 mmHg à - 245 mmHg	de - 45 mmHg à - 245 mmHg	de - 45 mmHg à - 245 mmHg
2-Phase Expression®	●	●	●	●
Protection contre les débordements (système fermé)		●	●	●
Sans BPA	●	●	●	●
Connexion à l'appli MyMedela				●
Écran rétro-éclairé affichant le timer, l'état de la batterie, le niveau de vide, la connexion Bluetooth, etc.				●
Chargeur USB				●
Fonctionne sur batterie		Jusqu'à 1 heure	Jusqu'à 1 heure	Jusqu'à 8 séances de double expression (batterie rechargeable intégrée)
Solution tout-en-un pour conserver au frais et transporter le lait maternel exprimé				Sac réfrigérant, biberons de conservation et sac de transport > 300 g avec la batterie rechargeable
Poids	118 g	200 g sans batterie	220 g sans batterie	> 300 g avec la batterie rechargeable
Taille	24 x 19 x 8,5 cm	12 x 13 x 5,7 cm	12 x 13 x 5,7 cm	14,8 x 6,6 x 4,6 cm

Harmony

Aux mamans qui allaitent principalement au sein



Swing Flex™

Pour exprimer votre lait rapidement, efficacement et à tout moment



Swing Maxi Flex™

Pour obtenir un biberon supplémentaire deux fois plus rapidement



Freestyle Flex™

Pour les mères actives qui souhaitent exprimer leur lait en toute liberté

