

medela 
mother's milk,
everyday amazing™

Für Mietstationen
und Apotheken

Die neue Produkt-Generation
für Mietmilchpumpen-Kundinnen

PersonalFit™ PLUS Pumpset für die Symphony®

Mehr Milch. Mehr Komfort. Mehr Effizienz.



PersonalFit™ PLUS für die Symphony® ist ein innovatives neues Pumpset, das Ihren Kundinnen den Klinikstandard für Zuhause bietet:

- Es ist genauso konzipiert wie die Pumpsets, die in Kliniken verwendet werden.
- Es sorgt für noch bequemere,^{1,2} effizientere¹ Milchentnahme.
- Es verbessert die Abpumperfahrung,² was zu höherer Kundenzufriedenheit beiträgt.
- Es lässt sich leichter zusammenbauen und reinigen,³ sodass Mütter weniger Unterstützung benötigen.

„Bei anderen Brusthauben habe ich zwei bis drei Anläufe gebraucht, bis sie richtig saßen. Die ovale Brusthaube passte auf Anhieb.“

Jeannine, Mutter von zwei Kindern, Schweiz

PersonalFit™ PLUS: Der neue Standard für Pumpsets.

Von Wissenschaftlern entwickelt, mit Müttern getestet, in klinischen Studien bestätigt¹⁻³

Der 105°-Öffnungswinkel ermöglicht eine optimale Platzierung der Brustwarze und minimiert gleichzeitig den Druck auf das Brustgewebe.⁴

Die ovale Brusthaube ist drehbar, sodass sie leichter an unterschiedliche Brustformen angepasst werden kann.

Fünf verschiedene Tunnelgrößen tragen dazu bei, eine optimale Passform der Brusthaube sicherzustellen.

Das Verbindungsstück hat einen Verschluss, der einfach zusammen geklickt wird. So lässt sich das Pumpset leicht zusammenbauen.

PersonalFit™ PLUS Mietpumpsets werden zusammen mit einer wiederverwendbaren Flasche geliefert.



Integrierter Überlaufschutz
Damit Mütter in einer noch bequemeren Position abpumpen können.

Wiederverwendbares Mietpumpset
Für den Mehrfachgebrauch zu Hause.





PersonalFit™ PLUS passt optimal zur Symphony® Milchpumpe. Zusammen bilden sie ein komplettes System und optimieren das Abpumpen von Muttermilch. Für mehr Milch, wenn sie am dringendsten gebraucht wird.

Literaturhinweise

1 Prime D. K. et al. Influence of a newly designed breast shield on the dynamics of milk removal: A randomised controlled trial [poster]. 6th Academy of Breastfeeding Medicine Europe Conference, 18-20 May 2018, Rotterdam, Netherlands; 2018. **2** Clinical study, PersonalFit™ PLUS compared to PersonalFit™ in the home setting, data on file (NCT02492139). 2016. **3** Clinical study, PersonalFit™ PLUS compared to PersonalFit™ in the hospital setting, data on file (NCT02496429). 2015. **4** Schlienger A et al. Optimisation of breastshield shape with the aim of improving breast expression (P-25); Abstracts from the 18th International Society for Research in Human Milk and Lactation Conference. Breastfeed Med. 2016; 11(2):A28-A29.

Erfahren Sie alles über PersonalFit™ PLUS. Der neue Standard für Pumpsets. Besuchen Sie medela.ch/pfp oder wenden Sie sich an Ihren Medela Gebietsleiter.