

# Come PersonalFit™ PLUS per Symphony® aumentano il volume di latte materno estratto negli ospedali

## A sostegno della produzione di latte materno

Assicurare che le madri abbiano sufficiente latte materno per alimentare i propri neonati rappresenta spesso una sfida. La tecnologia esclusiva del tiralatte Medela Symphony® è d'aiuto nel supportare le madri dei neonati ad avviare, stabilizzare e mantenere nel tempo un'adeguata produzione di

latte.<sup>1-3</sup> Il set per tiralatte PersonalFit™ PLUS migliora le prestazioni di Symphony® incrementando l'efficienza<sup>4</sup> di ogni sessione di estrazione, contribuendo così a rassicurare le madri sulla propria produzione di latte.

## Più latte nello stesso tempo

### Design nuovo e unico

Partendo dai risultati del suo esclusivo programma di ricerca, Medela ha creato la rivoluzionaria coppa per il seno PersonalFit™ PLUS che, secondo i risultati di uno studio randomizzato e controllato,\* consente una maggiore produzione di latte rispetto al set per tiralatte dal design standard.<sup>4</sup>

### Miglioramenti chiave

apportati alla nuova coppa per il seno:


Dopo  
**15** minuti di estrazione:

**11%**  
di latte in più

**4%**  
in più di drenaggio del seno

La più ampia apertura angolare della flangia riduce al minimo la compressione del seno.<sup>5</sup>

La forma ovale aderisce al seno con più delicatezza.<sup>4,6</sup>



\*hanno partecipato 49 madri per un totale di 196 sessioni di estrazione.

## I vantaggi di una maggiore produzione di latte materno

PersonalFit™ PLUS aumenta le possibilità che i neonati ottengano tutti i benefici di un'alimentazione a base di latte materno (LRM), il quale:

- costituisce il nutrimento ottimale
- riduce il tasso di complicazioni nei neonati<sup>7</sup>
- migliora la salute nel breve e nel lungo termine<sup>8</sup>

Il maggior volume di latte materno disponibile grazie a PersonalFit™ PLUS e Symphony® si può tradurre in:

- trasferimento anticipato dei neonati dalle UTIN<sup>9</sup>
- riduzione del numero di riammissioni in ospedale<sup>10,11</sup>
- minor ricorso a latte donato e latte in polvere<sup>12</sup>



più latte



migliori risultati per la salute



risparmi per l'ospedale

### Ogni goccia conta

A una maggiore quantità di LRM ricevuto dal neonato ogni giorno corrisponde un minor rischio di malattie.<sup>7</sup>

Scopri l'intera gamma PersonalFit™ PLUS all'indirizzo [medela.ch/pfp-it](https://www.medela.ch/pfp-it) e trova ulteriori informazioni all'indirizzo [medela.ch/materiale-didattici](https://www.medela.ch/materiale-didattici)

**Bibliografia** 1 Meier PP et al. J Perinatol. 2012; 32(2):103–110 2 Post EDM et al. J Perinatol. 2016; 36(1):47–51. 3 Torowicz DL et al. Breastfeed Med. 2015; 10(1):31–37. 4 Prime DK et al. 6th ABM Europe Conference, Rotterdam, NL; 2018. 5 Schlienger A et al. Breastfeed Med. 2016; 11(2):A28–A29. 6 Clinical study. (NCT02492139). 2016. 7 Victora CG et al. The Lancet. 2016; 387(10017):475–490. 8 Meier PP et al. Clin Perinatol. 2010; 37(1):217–245. 9 Schanler RJ et al. Pediatrics. 2005; 116(2):400–406. 10 Vohr BR et al. Pediatrics. 2006; 118(1):e115–e123. 11 Johnson TJ et al. J Perinatol. 2018 [cited 2018 Oct 23]. 12 Meier PP et al. Clin Perinatol. 2017; 44(1):1–22.